

Modifications du 20 décembre 2018

CENTENNIAL p. 29

DEFINITION *Discontinué*

DEFINITION EVERYDAY *Discontinué*

Modifications du 20 avril 2019

Bausch and Lomb p.22

BIOTRUE ONEday pour astigmatisme Péri-Ballast (usage unique) Remplacement journalier Repère : 1 trait au laser à 6h boîte de 30 lentilles de même puissance	Nefofilcon A 78,0% H ₂ O Z.O.: 9.0 Moulée DK : DK/T : 42 à -3.00 Modulus : 0.49 Groupe : II	Toutes les courbures	8.4	14,5	0,10	<u>Sphérique</u> -6,00 à 0,00 (0.25) <u>Cylindre</u> -0,75; -1,25; -1.75 <u>Axes</u> 10 ⁰ , 20 ⁰ , 60 ⁰ , 70 ⁰ , 80 ⁰ , 90 ⁰ , 100 ⁰ , 110 ⁰ , 120 ⁰ , 160 ⁰ , 170 ⁰ et 180 ⁰ <u>Cylindre</u> -2.25 <u>Axes</u> 20 ⁰ , 90 ⁰ , 160 ⁰ , 180 ⁰ <u>Sphérique</u> +0,25 à +4,00 (0.25) <u>Cylindre</u> -0,75; -1,25; -1,75 <u>Axes</u> 20 ⁰ , 70 ⁰ , 90 ⁰ , 110 ⁰ , 160 ⁰ , et 180 ⁰	Teinte de Manipulation UV Block Indicateur d'axe Contrôle de l'aberration sphérique inhérente (+ 0,15 microns) et induite pour chaque puissance
--	---	----------------------	-----	------	------	---	---

Ajout du 20 avril 2019

Soins de la Vision J&J p. 59

<p>ACUVUE OASYS avec TRANSITIONS HYDRACLEAR plus</p> <p>Silicone hydrogel</p> <p>Sphérique</p> <p>(port quotidien)</p> <p>Remplacement planifié 2 semaines</p> <p>Boîte de 6 lentilles de même puissance</p> <p>CB 8.8 disponible pour la revente seulement</p>	<p>Sénofilcon A 38 % d'eau Z.O.: 8mm. Moulage à l'état souple stabilisé (SSM) DK : DKIT: Non corrigé pour le bord DKIT: 121 (25°) <i>Corrigé pour le bord</i></p> <p>N.I. Groupe: V</p> <p>Filtre UVB 100% UVA >99%</p> <p>Modulus : 0.72 MPa</p>	<p>43,00 et plus 39,00 à 43,00</p>	<p>8.4 8,8</p>	<p>14.0</p>	<p>0.085</p>	<p>Plano -12.00 à -0.25 +0.25 à +8.00 (par échelon de 0,50 au-dessus de 6,00 + ou -)</p>	<p>Teinte de manipulation</p> <p>Marque d'inversion dot matrix "123" Filtre UV</p> <p>Technologie Lumino- intelligente Transitions</p>
--	--	--	--------------------	-------------	--------------	--	---